

Blood Temp 10 Kan Isı Endikatörü



**Kanın Tekrar Kullanılabilme
Döngüsündeki Uygunluk
Boşluğunu kapatın**

Blood Temp 10 kan torbası endikatörü, kan bankaları ve nakil hizmetleri tarafından kanın saklanması ve taşınması esnasında kullanılmak için tasarlanmıştır. Bir kan torbasına uygulandığında Time Strip Blood Temp 10 hemen çekirdek ısıyı algılamaya başlayacaktır. Çekirdek ısıda 10°C kuralının ihlali halinde Blood Temp 10 rengini beyazdan maviye değiştirerek, uygun olmayan ısı ortamını bildirecektir.

Eğer indikatör penceresi beyaz olmaya devam ederse, ilgili kan, Kan Bankaları ve Nakil Hizmetleri ve CFR 600.115(a) için Amerika Kan Bankaları Birliği Standartları tarafından detaylandırıldığı üzere, güvenli bir şekilde tekrar değerlendirilir ve kullanılabilir.



BLOOD TEMP 10 Endikatörün Ayrılcı Özellikleri

- Ayrıca bir aktivatör cihazı gerektirmez.
- Kanın takibi açısından her etiket ayrı seri numarası içerir.
- 2 yıl raf ömrü vardır.
- Etiketler raf ömrü sonuna kadar oda ısısında saklanır.
- Latex içermez.
- Kanın uygun ısıda olup olmadığı, herhangi bir yoruma gerek kalmaksızın net bir şekilde etiket üzerinden gözlemlenir.




Blood Temp 10

Basılarak Aktivasyon



Blood Temp 10

Aktivedir - Normal ısı



Blood Temp 10

Aktivedir - Isı aşılması



Okul Sok. Doğan Apt. No: 28 D. 9 Altunizade Üsküdar - İSTANBUL
Tel : 0216 327 12 35 (Pbx) Faks: 0216 327 12 36
e-mail: satis@amphi.com.tr
www.amphi.com.tr

