

## BEBEK İÇİN TOPUK İNSIZYON LANSETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Güvenli topuk insizyon lanseti bebek topuğundan kapiller kan örneği almak için özel olarak imal edilmiş olmalıdır.

Güvenli topuk insizyon lanseti, prematüre ve yenidoğan ve bebek kan alma ünitelerinde kullanıma uygun olmalıdır.

İnsizyon lanseti uygulamalarında uygulama alanına ayrıca kuvetli baskı uygulanmasına gerek kalmamalıdır.

Elde edilen kan örneği yeterli miktarda olmalı, acı olmamalı, ciltte minimum travma ve çabuk iyileşme sağlanmalıdır.

İnsizyon lanseti yüksek hızlı mikro ve kavisli bıçağı sayesinde diğer lansetlere (demir, twist, kalem ve otomatik) kıyasla daha fazla kan alınmasını sağlamalıdır.

Kullanıcı güvenliği açısından bıçak bölümü kullanım öncesi ve sonrası tamamen kapalı olmalıdır.

Standardize edilmiş kesi derinliği ve uzunluğu, kolay kullanıma uygun geniş yüzeyli aktivasyon düğmesi olmalıdır.

Tek kullanımlık olmalı, uygulama sonrası bıçak bölümü kilitlenerek tekrar kullanıma izin vermemelidir.

Kolay kullanım ve rahat tutulabilmesi için yuvarlak ve ergonomik olmalıdır.

Gama sterilizasyon ile sterilize edilmiş olmalıdır.

Farklı topuklar için üç ayrı renk, derinlik ve kesi uzunlukta modeli olmalıdır.

Derinlik/ Kesi Uzunluğu

0,85mm/1.75mm.

1.00mm/2.50mm.

1.14mm/2.80mm.