

# STERILANCE® Press Güvenli Lanset



**SteriLance Press**

Dünya üzerindeki sağlık çalışanları hastaların sağlığı için çabalarken, iğne batması sonucu yaralanmaları nedeniyle, kan kaynaklı hastalıklar olan AIDS ve Hepatit'e karşı kendilerini riske atıyorlar.




**SteriLance Press 2**


- ◆ KULLANICI GÜVENLİĞİ, İğne, kullanım öncesi ve sonrasında tamamen kapalı olmalıdır.
- ◆ KOLAY KULLANIM, Önceden doldurulmuş, basınçla aktive edilen tasarım olmalıdır.
- ◆ BASINÇLA AKTİFLEŞME, Her defasında iyi bir kan örneği almayı sağlamalıdır.
- ◆ HASTA KONFORU, Yüksek kalite, ultra keskin üç eğimli iğne veya iki eğimli bıçak, yüksek hızda nüfuz özellikli olmalıdır.
- ◆ VERİM, Çoğu ihtiyacı karşılamak için yukarıda kod numaraları verilmiş nokta ayarları ve penetrasyon derinlikleri bulunmalıdır.

## SteriLance Press


## SteriLance Press 2




◆ Koruyucu kapağı çekerek çıkarınız.



◆ Koruyucu kapağı çevirerek çıkarınız.



◆ Uygun taraftan hafifçe parmağa bastırınız.



◆ Kullanımdan sonra atık kutusuna atınız.

◆ **DİKKAT:** Koruyucu güvenlik kapağı yerinde değilse kesinlikle kullanmayınız!

Renk Kodu	Biçim	Derinlik	Ürün Kodu	Kullanım Alanı	
Yeşil	●	18G	1.8 mm	05 - 061818B	Özel bebek bakımı ve çocuk ünitelerinde topuk delmek için - yeni doğanlarda
Sarı	●	26G	1.8 mm	05 - 062618	Diabet klinikleri - Hastanelerdeki kan şekeri gözetim merkezleri
Turuncu	●	21G	2.2 mm	05 - 062122	Hemoglobin (Kan bankaları), Kolesterol, Kan grubu Pıhtılaşma, Kan gazı ve diğer tahliller
Pembe	●	21G	2.8 mm	05 - 062128	Turuncu ile aynı fakat kalın, yetişkin derisi için
Mavi	●	21G	1.8 mm	05 - 062118	Sarı ile aynı fakat kalın, yetişkin derisi için
Mor	●	28G	1.8 mm	05 - 062818	Yeni ürün, daha az acı
Turkuaz	●	30G	1.8 mm	05 - 063018	Yeni Ürün
Beyaz	●	23G	1.8 mm	05 - 062318	Yeni Ürün



**Türkiye Distribütörü:**  
**AMPHİ MEDİKAL ÜRÜNLERİ**  
**SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

Okul Sk. Doğan Apt. No: 28/9 34662 Altunizade - Üsküdar - İST.  
Tel : 0216. 327 12 35 Pbx Tel-Fax : 0216. 327 12 36 www.amphi.com.tr

