

SOĞUK ZİNCİR ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kan Bankaları ve Transfüzyon Merkezlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

Kan bankaları yönetmeliğine uygun olarak 2°C ile 6°C arasında (maksimum 8°C) saklanmış kan torbalarına uygulanabilmelidir.

Kanın saklanması ve transferi sırasında eşik sıcaklık değeri güvenli bir şekilde görsel olarak ispatlamalıdır. (10°C +/-1°C)

Geri döndürülemez ve tek kullanıma uygun olmalıdır.

Sıcaklık monitörü üzerinde her bir etiketi tek tek tanımlayan her ürüne özel Seri Numarası, ürün adı, üretici firma adı olmalıdır.

Sıcaklık monitörü üzerinde ölçüm işleminin başlatılabilmesi için kabarcıklı aktivasyon butonu ve işareti olmalıdır.

Monitör üzerinde aktivasyon teyit penceresi ve sıcaklık takip penceresi olmalıdır.

Oda ısısında saklanabilmelidir.

Kullanıcı güvenliği açısından latex, PVC, toksik madde içermemelidir.

Ambalaj Şekli; Monitörler 100'lük kutularda olmalıdır.

Ölçüler; 19 mm x 30 mm x 0,5 mm yi geçmemelidir.- Aktivasyon Buton kabarcık yüksekliği 0.5mm olmalıdır.

Raf Ömrü; Üretim tarihi ile son kullanma tarih aralığı en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

Kalite Kontrol; Üretici firmanın ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2003 Kalite Belgeleri olmalıdır.

Yetkili Satıcı; Apostille onaylı Türkiye yetkili satıcı belgesi olmalıdır.